

Friktionsband - Ett halkskydd





www.carecare.se

Bruksanvisning

Granskad 9.1.24

Ett halkskydd som kan användas på många olika sätt, t.ex. på bord, stolar och golv. Används för att öka friktionen mellan två olika ytor. Fungerar t.ex. under bricken och skärbrädet, på en stol under stoppningen och under mattan. Materialet är mycket motståndskraftigt mot fukt och behåller sina friktionsegenskaper även när det är fuktigt. Tänk inte hårt ut när strukturen.

Kan tvättas i maskin i 60 grader med mild tvättmedel, sköljning rekommenderas. Används i rumstemperatur.



Teknisk information

Ett halkskydd.

Storlek: 25 cm x 15 cm.

Material: SEBS. Innehåller inte latex eller silikon. Tillverkad av syntetiskt gummi.

Återvinning: Blandavfall.

Medicinsk utrustning, tillverkningsdatum i streckkod.

Farliga situationer ska anmälas till CareCare Ab och Fimea med hjälp av blanketten;

Användarens anmälan om tillbud.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Tillverkare:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu 1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.se

sales@carecare.fi

Försäljning +358 50 511 2779

Produktion +358 50 524 7559



Tillverkad i
Finland



Kitkanauha - Liukuestealusta





www.carecare.fi

Käyttöohje

Tarkastettu 9.1.24

Liukueste, jota voi käyttää monipuolisesti mm. pöydillä, tuolilla ja lattialla. Käytetään lisäämään kitkaa kosketuksessa olevien pintojen välillä. Toimii esim. tarjottimen ja leikkuualustan alla, tuolilla pehmusteen alla, maton alla. Materiaali kestää hyvin kosteutta ja säilyttää kitkaominaisuutensa myös kosteana. Älä venytä verkkorakennetta voimakkaasti. Ei sisällä lateksia eikä silikonია.

Voidaan pestä 60 asteen konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua. Käytetään huonelämpötilassa.



Tekniset tiedot

Liukueste.

Koko: 25 cm x 15 cm.

Materiaali: SEBS. Ei sisällä lateksia eikä silikonია. Valmistettu synteettisestä kumista.

Kierrätys: Sekajäte.

Lääkinnällinen laite, valmistus pvm. viivakooditarrassa.

Vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan CareCare Oy:lle ja Fimeaan Käyttäjän

Vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Valmistaja:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu 1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

Myynti +358 50 511 2779

Tuotanto +358 50 524 7559



Valmistettu
Suomessa

