

Friktionsband -

Att köra en manuell rullstol

Bruksanvisning

Granskad 9.1.24

Ett hjälpmedel för att öka greppstyrkan i händerna vid körning av en manuell rullstol. En remsa med nätstruktur används i handen för att öka friktionen mellan kontaktytorna när greppstyrkan har minskat. Friktionsbandet har en nätstruktur, andas och anpassar sig till handens form. Produkten är ett rör och du kan skära ett hål för tummen vid det ställe som är lämpligt för ändamålet. Produktens nätstruktur strukturer går inte sönder. Ej för idrottsbruk.

Kan tvättas i maskin i 60 grader med mildt tvättmedel, sköljning rekommenderas. Används i rumstemperatur.



Teknisk information

Antal: 2 st.

Storlek: 24 cm långt flexibelt nätrör.

Krita: Lila (storlek S), svart (storlek L).

Material: SEBS. Innehåller inte latex eller silikon. Tillverkad av syntetiskt gummi.

Återvinning: Blandavfall.

Medicinsk utrustning, tillverkningsdatum i streckkod.

Färliga situationer ska anmälas till CareCare Ab och Fimea med hjälp av blanketten;

Användarens anmälan om tillbud.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Tillverkare:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.se

sales@carecare.fi



Tillverkad i
Finland



care
care

www.carecare.se

Kitkanauha -

Pyörätuolikelaukseen

Käyttöohje

Tarkastettu 9.1.24

Pyörätuolikelauksen apuväline käteen lisäämään otevoimaa. Verkkomaista tuubinauhaa käytetään kädessä lisäämään kitkaa kosketuksessa olevien pintojen välillä, kun otevoima on heikentynyt. Kitkanauha on rakenteeltaan verkkomainen, hengittävä ja käden muotoihin mukautuva nauha. Putkimaiseen tuotteeseen voit leikata reiän peukalolle käyttötarkoituksen mukaiseen kohtaan. Tuotteen verkkomainen rakenne ei purkaudu. Ei urheilukäyttöön.

Voidaan pestä 60 asteen konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua. Käytetään huonelämpötilassa.



Tekniset tiedot

Määrä: 2 kpl.

Koko: 24 cm pitkä joustava verkkoputki.

Värit: Lila (koko S) ja musta (koko L).

Materiaali: SEBS. Ei sisällä lateksia eikä silikonia. Valmistettu synteettisestä kumista.

Kierrätys: Sekajäte.

Lääkinnällinen laite, valmistus pvm. viivakooditarrassa.

Vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan CareCare Oy:lle ja Fimeaan Käyttäjän vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Valmistaja:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

Myynti +358 50 511 2779

Tuotanto +358 50 524 7559



Valmistettu
Suomessa



care
care

www.carecare.fi