

Friktionsband - Damasker för dush

Bruksanvisning

Granskad 9.1.25

Förhindrar halka i duschutrymmena och gör det lättare att tvätta tårna när du duschar. När man rör sig i duschrum kan golvytan bli hal på grund av vatten och tvättvätska. En nätknande rörmässa används på foten för att öka friktionen mellan foten och golvet - vilket förhindrar halka. Duschdamasken sätts på genom att rulla på en barfota.

Kan tvättas i maskin i 60 grader med mildt tvättmedel, sköljning rekommenderas. Används i rumstemperatur. Innehåller inte latex eller silikon. Tillverkad av syntetiskt gummi.



Teknisk information

Antal: 2 st (en på varje ben).

Storlek: Storlek: 30 cm (M) och 33 cm (XL).

Färg: Grön (M) och Blå (XL).

Material: SEBS. Innehåller inte latex eller silikon. Tillverkad av syntetiskt gummi.

Återvinning: Blandavfall.

Medicinsk utrustning, tillverkningsdatum i streckkod.

Färliga situationer ska anmälas till CareCare Ab och Fimea med hjälp av blanketten;

Användarens anmälan om tillbud.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Tillverkare:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.se

sales@carecare.fi

Försäljning +358 50 511 2779

Produktion +358 50 524 7559



Tillverkad i
Finland



care
care

Kitkanauha - Suihkusäärystin

Käyttöohje

Tarkastettu 9.1.25

Enkäisee liukastumisia suihkutiloissa ja helpottaa varpaiden pesemistä suihkun aikana. Suihkutiloissa liikuttaessa lattiapinta voi muodostua liukkaaksi veden ja pesunesteen seurauksena. Verkkomaista tuubinauhaa käytetään jalassa lisäämään kitkaa jalan ja lattian välillä - estäen näin liukastumisia. Suihkusäärystin puetaan rullaamalla paljaaseen jalkaan.

Voidaan pestä 60 asteen konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua. Käytetään huonelämpötilassa. Ei sisällä lateksia eikä silikonია. Valmistettu synteettisestä kumista.



Tekniset tiedot

Määrä: 2 kpl (yksi kumpaankin jalkaan).

Koko: 30 cm (M) ja 33 cm (XL).

Väri: Vihreä (M) ja Sininen (XL).

Materiaali: SEBS. Ei sisällä lateksia eikä silikonია. Valmistettu synteettisestä kumista.

Kierrätys: Sekajäte.

Lääkinnällinen laite, valmistus pvm. viivakooditarrassa.

Vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan CareCare Oy:lle ja Fimeaan Käyttäjän

vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Valmistaja:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

Myynti +358 50 511 2779

Tuotanto +358 50 524 7559



Valmistettu
Suomessa

