


Friktionsband - För stödräck och handtag

Bruksanvisning

Granskad 9.1.24

Används för att öka friktionen på stödräcken och handtag. När greppstyrkan försvagas ökar en liten ökning av friktionsegenskaperna användarens självständighet och oberoende.

Kan tvättas i maskin i 60 grader med mildt tvättmedel, sköljning rekommenderas. Används i rumstemperatur.



Teknisk information

Antal: 1 st.

Storlek: Storlek: 45 cm långt elastiskt nätband.

Färg: Lila (S) och Svart (L).

Material: SEBS. Innehåller inte latex eller silikon. Tillverkad av syntetiskt gummi.

Återvinning: Blandavfall.

Medicinsk utrustning, tillverkningsdatum i streckkod.

Färliga situationer ska anmälas till CareCare Ab och Fimea med hjälp av blanketten;

Användarens anmälan om tillbud.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Tillverkare:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.se

sales@carecare.fi

Försäljning +358 50 511 2779

Produktion +358 50 524 7559



Tillverkad i
Finland



Kitkanauha -



Tukikaiteisiin ja -kahvoihin

Käyttöohje

Tarkastettu 9.1.24

Käytetään lisäämään kitkaa tukikaiteisiin ja -kahvoihin. Kun otevoima heikkenee niin pieni kitkaomaisuuden lisäys lisää käyttäjän omatoimisuutta ja itsenäisyyttä.

Voidaan pestä 60 asteen konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhattelua. Käytetään huonelämpötilassa.



Tekniset tiedot

Määrä: 1 kpl.

Koko: 45 cm pitkä joustava verkkonauha.

Väri: Lila (S) ja Musta (L).

Materiaali: SEBS. Ei sisällä lateksia eikä silikon. Valmistettu synteettisestä kumista.

Kierrätys: Sekajäte.

Lääkinnällinen laite, valmistus pvm. viivakooditarrassa.

Vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan CareCare Oy:lle ja Fimeaan Käyttäjän

vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Valmistaja:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

Myynti +358 50 511 2779

Tuotanto +358 50 524 7559



Valmistettu
Suomessa

