



Kitkanauha PYÖRÄTUOLIKELAUKSEEN

S

pituus 25 cm, leveys max. 34 cm

L

pituus 25 cm, leveys max. 41 cm



Pyörätuolikelauksen apuväline käteen lisäämään otevoimaa.

- Hengittävä tuubinauha, joka mukautuu käden muotoihin.
- Verkkomainen purkautumaton rakenne.
- Voidaan pestä 60 °C konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua.
- Käytetään huonelämpötilassa.
- Hävitä sekajätteenä.

Leikkaa reikä peukalolle käyttötarkoituksen mukaan.