

Kitkanauha

TUKIKAITEISIIN JA -KAHVOIHIN

S

pituus 45 cm, leveys max. 34 cm

L

pituus 45 cm, leveys max. 41 cm



Lisäkitkaa tukikaiteisiin ja -kahvoihin

- Otevoiman heikentyessä, pieni kitkaominaisuuden lisäys parantaa käyttäjän toimintakykyä ja omatoimisuutta.
- Voidaan pestä 60 °C konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua.
- Käytetään huonelämpötilassa.
- Valmistettu synteettisestä kumista, ei sisällä lateksia eikä silikonista.
- Hävitä sekajätteenä.

Lisää toimintakykyä ja omatoimisuutta

care
care
www.carecare.fi