

Kitkanauha

ASENNON YLLÄPITTOON

S

pituus 45 cm, leveys max. 34 cm

L

pituus 45 cm, leveys max. 41 cm



Neurologisen potilaan asennon ylläpitoon tarkoitettu apuväline

- Parantaa otetta käsissä lisäämällä kitkaa – hyödyllinen esim. ruokailussa ja apuvälineiden käytössä.
- Hengittävä tuubinauha, joka mukautuu käden muotoihin.
- Verkkomainen purkautumaton rakenne.
- Voidaan pestä 60 °C konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua.
- Käytetään huonelämpötilassa.
- Hävitä sekajätteenä.

Leikkaa reikä peukalolle käyttötarkoituksen mukaan

care
care
www.carecare.fi