

Friktionsband - Ett halkskydd

care
care



Bruksanvisning

www.carecare.se

Granskad 12.6.26

Ett halkskydd som kan användas på många olika sätt, t.ex. på bord, stolar och golv. Används för att öka friktionen mellan två olika ytor. Fungerar t.ex. under brickan och skåbrädet, på en stol under stoppningen och under mattan. Materialet är mycket motståndskraftigt mot fukt och behåller sina friktionsegenskaper även när det är fuktigt. Tjänj inte hårt ut nätstrukturen.

Kan tvättas i maskin i 60°C med mildt tvättmedel, sköljning rekommenderas. Används i rumstemperatur.



Teknisk information

Ett halkskydd.

Storlek: 1 st. 25 cm x 15 cm (L x B).

Material: SEBS. Innehåller inte latex eller silikon. Tillverkad av syntetiskt gummi.

Återvinning: Blandavfall.

Medicinsk utrustning, tillverkningsdatum i streckkod.

Farliga situationer ska anmälas till CareCare Ab och Fimea med hjälp av blanketten;

Användarens anmälan om tillbud.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Tillverkare:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.se

sales@carecare.fi

Försäljning +358 50 511 2779

Produktion +358 50 524 7559



SEBS



Tillverkad i
Finland





Käyttöohje

Tarkastettu 12.6.26

Liukuste, jota voi käyttää monipuolisesti mm. pöydillä, tuolilla ja lattialla. Käytetään lisäämään kitkaa kosketuksessa olevien pintojen välillä. Toimii esim. tarjottimen ja leikkuulustan alla, tuolilla pehmusteen alla sekä maton alla. Materiaali kestää hyvin kosteutta ja säilyttää kitkaominaisuutensa myös kosteana. Älä venytä verkkorakennetta voimakkaasti. Ei sisällä lateksia eikä silikonia.

Voidaan pestä 60°C konepesussa miedolla pesuaineella, suosittellaan huuhtelua. Käytetään huonelämpötilassa.



Tekniset tiedot

Liukuste.

Koko: 1 kpl. 25 cm x 15 cm (P x L).

Materiaali: SEBS. Ei sisällä lateksia eikä silikonia. Valmistettu synteettisestä kumista.

Kierrätys: Sekajäte.

Lääkinnällinen laite, valmistus pvm. viivakooditarrassa.

Vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan CareCare Oy:lle ja Fimeaan Käyttäjän

Vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Valmistaja:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

Myynti +358 50 511 2779

Tuotanto +358 50 524 7559



SEBS



Valmistettu
Suomessa

