

Friktionsband - Damasker för dusch

Bruksanvisning

Granskad 12.6.26

Förhindrar halka i duschutrymmena och gör det lättare att tvätta tårna när du duschar. När man rör sig i duschrum kan golvytan bli hal på grund av vatten. En nätknänande rörrensa används på foten för att öka friktionen mellan foten och golvet - vilket förhindrar halka. Duschdamasken sätts på genom att rulla på en bar foto.

Kan tvättas i maskin i 60°C med mild tvättmedel, sköljning rekommenderas. Används i rumstemperatur. Innehåller inte latex eller silikon. Tillverkad av syntetiskt gummi.



Teknisk information

Antal: 2 st (en på varje ben).

Storlek: 2 st. Storlek M = 30 x 37 cm (L x max. B). Storlek XL = 33 x 44 cm (L x max. B).

Färg: Grön (storlek M) och blå (storlek XL).

Material: SEBS. Innehåller inte latex eller silikon. Tillverkad av syntetiskt gummi.

Återvinning: Blandavfall.

Medicinsk utrustning, tillverkningsdatum i streckkod.

Färliga situationer ska anmälas till CareCare Ab och Fimea med hjälp av blanketten;

Användarens anmälan om tillbud.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Tillverkare:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.se

sales@carecare.fi

Försäljning +358 50 511 2779

Produktion +358 50 524 7559



Tillverkad i
Finland



care
care

www.carecare.fi

Kitkanauha - Suihkusäärystin

Käyttöohje

Tarkastettu 12.6.26

Enkäisee liukastumisia suihkutiloissa ja helpottaa varpaiden pesemistä suihkun aikana. Suihkutiloissa liikuttaessa lattiapinta voi muodostua liukkaaksi veden kasautumisen seurauksena. Verkkomaista tuubinauhaa käytetään jalassa lisäämään kitkaa jalan ja lattian välillä - estäen näin liukastumisia. Suihkusäärystin puetaan rullaamalla paljaaseen jalkaan.

Voidaan pestä 60°C konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua. Käytetään huonelämpötilassa. Ei sisällä lateksia eikä silikonia. Valmistettu synteettisestä kumista.



Tekniset tiedot

Määrä: 2 kpl (yksi kumpaankin jalkaan).

Koko: 2 kpl:ta. Koko M = 30 x 37 cm (P x maks. L). Koko XL = 33 x 44 cm (P x maks. L).

Väri: Vihreä (M) ja Sininen (XL).

Materiaali: SEBS. Ei sisällä lateksia eikä silikonia. Valmistettu synteettisestä kumista.

Kierrätys: Sekajäte.

Lääkinnällinen laite, valmistus pvm. viivakooditarrassa.

Vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan CareCare Oy:lle ja Fimeaan Käyttäjän

vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Valmistaja:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6


FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

Myynti +358 50 511 2779

Tuotanto +358 50 524 7559



Valmistettu
Suomessa

