


Friktionsband - För stödbräck och handtag

Bruksanvisning

Granskad 12.6.26

Används för att öka friktionen på stödbräcken och handtag. När greppstyrkan försvagas ökar en liten ökning av friktionsegenskaperna användarens självständighet och oberoende.

Kan tvättas i maskin i 60°C med mildt tvättmedel, sköljning rekommenderas. Används i rumstemperatur.



Teknisk information

Antal: 1 st.

Storlek: 1 st. Storlek S = 45 x 34 cm (L x max. B). Storlek L = 45 x 41 cm (L x max. B).

Färg: Lila (storlek S) och svart (storlek L).

Material: SEBS. Innehåller inte latex eller silikon. Tillverkad av syntetiskt gummi.

Återvinning: Blandavfall.

Medicinsk utrustning, tillverkningsdatum i streckkod.

Färliga situationer ska anmälas till CareCare Ab och Fimea med hjälp av blanketten; Användarens anmälan om tillbud.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Tillverkare:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.se

sales@carecare.fi

Försäljning +358 50 511 2779

Produktion +358 50 524 7559



SEBS



Tillverkad i
Finland





Kitkanauha - Tukikaiteisiin ja -kahvoihin

Käyttöohje

Tarkastettu 12.6.26

Käytetään lisäämään kitkaa tukikaiteisiin ja -kahvoihin. Kun otevoima heikkenee niin pieni kitkaomaisuuden lisäys lisää käyttäjän omatoimisuutta ja itsenäisyyttä.

Voidaan pestä 60°C konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua. Käytetään huonelämpötilassa.



Tekniset tiedot

Määrä: 1 kpl.

Koko: 1 kpl. Koko S = 45 x 34 cm (P x maks. L). Koko L = 45 x 41 cm (P x maks. L).

Väri: Lila (koko S) ja musta (koko L).

Materiaali: SEBS. Ei sisällä lateksia eikä silikon. Valmistettu synteettisestä kumista.

Kierrätys: Sekajäte.

Lääkinnällinen laite, valmistus pvm. viivakooditarrossa.

Vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan CareCare Oy:lle ja Fimeaan Käyttäjän vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

Valmistaja:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

Myynti +358 50 511 2779

Tuotanto +358 50 524 7559



SEBS



Valmistettu
Suomessa

