

# Grip Ribbon – SteadyHand

care  
care



www.en.carecare.fi

## Manual

Checked 12.6.26

A rehabilitation aid designed for maintaining the posture of a neurological patient (feg. stroke patient). Helps to increase the patient's functional capacity and independence. Positioning therapy and active rehabilitation go hand in hand in stroke patient rehabilitation. Mesh-like tubular ribbon is used on the hand to enhance friction between contacting surfaces, for example, while eating and moving around with mobility aids. Grip Ribbon is structured to be mesh-like, breathable, and adaptable to the shape of the hand. You can cut a hole for the thumb in the tubular ribbon to suit its intended use. The mesh structure of the product does not unravel.

Can be washed in a washing machine at 60 degrees Celsius with mild detergent, rinsing is recommended. Use at room temperature.



### Technical information

Assistive device for maintaining the position of a neurological patient.

**Quantity:** 1 pc. Size S = 45 x 34 cm (L x max. W). Size L = 45 x 41 cm (L x max. W).

**Colors:** Purple (size S), black (size L).

**Material:** SEBS. Free from latex and silicone. Made of synthetic rubber.

**Recycling:** General waste.

Medical device. Date of manufacture indicated on the barcode label.

Any serious incident should be reported to CareCare Ltd. and to the Finnish Medicines Agency (Fimea) using the User Incident Report Form.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

### Manufacturer:

CareCare Ltd. FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.en.carecare.fi

sales@carecare.fi

**Sales:** +358 50 511 2779

**Production:** +358 50 524 7559

FIUM11688



SEBS



Made in  
Finland



# Kitkanauha - Asennon ylläpitoon

care  
care


www.carecare.fi

## Käyttöohje

Tarkastettu 12.6.26

AVH potilaan asennon ylläpitoon tarkoitettu apuväline. Auttaa lisäämään käyttäjän toimintakykyä ja itsenäistymistä. Asentohoito ja aktiivinen kuntoutus kulkevat rintarinnan AVH potilaan kuntoutuksessa. Verkkomaista tuubinauhaa käytetään kädessä lisäämään kitkaa kosketuksessa olevien pintojen välillä esim. ruokaillessa ja liikuttaessa apuvälineillä. Kitkanauha on rakenteeltaan verkkomainen, hengittävä ja käden muotoihin mukautuva nauha. Pukkimaiseen tuotteeseen voit leikata reiän peukalolle käyttötarkoituksen mukaiseen kohtaan. Tuotteen verkkomainen rakenne ei purkaudu.

Voidaan pestä 60°C konepesussa miedolla pesuaineella, suositellaan huuhtelua. Käytetään huonelämpötilassa.



### Tekniset tiedot

Apua ja pitoa asennon ylläpitoon.

**Koko:** 1 kpl. Koko S = 45 x 34 cm (P x maks. L). Koko L = 45 x 41 cm (P x maks. L).

**Värit:** Purppura (koko S), musta (koko L).

**Materiaali:** SEBS. Ei sisällä lateksia eikä siilikonia. Valmistettu synteettisestä kumista.

**Kierrätys:** Sekajäte.

Lääkinnällinen laite, valmistus pvm. viivakooditarrassa.

Vaaratilanteista pyydetään ilmoittamaan CareCare Oy:lle ja Fimeaan Käyttäjän

Vaaratilanneilmoituslomakkeella.

Basic UDI-DI 643005903GR020WC

### Valmistaja:

CareCare Oy FI-MF-000017782

Kirkkokatu1a A6

FI-80110 Joensuu

www.carecare.fi

sales@carecare.fi

**Myynti** +358 50 511 2779

**Tuotanto** +358 50 524 7559

FIUM11688



SEBS



Valmistettu  
Suomessa

